

SiS1-p3020M




HIGH RESOLUTION 6,3 MEGAPIXEL 16-BIT DYNAMIK SCIENTIFIC IMAGING SYSTEM



Das Scientific Imaging System SIS1-p3020 ist ein hochauflösendes Kamerasystem mit 6,3 Megapixeln im Kleinbildformat und 16-Bit Dynamik, entwickelt für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen. Im Interlace-Modus sind Bildaufnahmen mit 12,6 Millionen Bildpunkten möglich. Der große quadratische Bildsensor Philips FTF3020 mit einer Fläche von 36,9mm x 24,6mm und quadratischen Bildpunkten der Größe 12µm x 12µm ist vollflächig sensitiv und optimal für alle Applikationen geeignet, in denen quantitative Intensitätsmessungen von großen Objekten mit hoher Intensitäts- und Ortsauflösung ohne Samplingartefakte von Bedeutung sind, wie z.B. automatischen Bio-Analysatoren. Der niedrige Dunkelstrom des Bildsensors gestattet lange Belichtungszeiten

Features	
Höchste Sensitivität ▶	Höchster Rauschabstand mit 12e ⁻ /Pixel/s durch die spezielle "correlated double sampling" Signalverarbeitung sowie Bildpunkte der Größe 12µm x 12µm.
14-Bit Digitalisierung ▶	Interne 18-Bit Digitalisierung bei 16-Bit Übertragung der Daten für eine Auflösung mit 65.536 Graustufen, 16-fach besser als mit 12-Bit Systemen, vorteilhaft für fotometrische Messungen und kontrastarme Strukturen. Verminderung von statistischem Rauschen durch Bildakkumulation für Bild- und Spektralaufnahmen mit 19-Bit Dynamik.
Niedriger Dunkelstrom ▶	Die spezielle interne Chip-Struktur des Bildsensors reduziert den Dunkelstrom für Bildaufnahmen im µ-Lux Bereich mit Langzeitbelichtung.
Fotometrische Linearität ▶	Proportionalität des Mess-Signals zur Intensität des einfallenden Lichtes besser als 0,4%, optimierbar mittels Korrekturtabellen auf Linearitäten < 0,1%.
Hohe Bildauflösung ▶	6,3 Megapixel Fullframe Bildsensor Philips FTF3020 mit einer Fläche von 36,9mm x 24,6mm (Kleinbildformat) und quadratischen Bildpunkten der Größe 12µm x 12µm. 12,6 Millionen Bildpunkte im Interlace-Modus.
Externe Zeitsteuerung ▶	Asynchrone elektronische Belichtungszeitsteuerung durch externen Steuereingang. Belichtungszeiten standardmäßig von 10 ms bis zu > 100s, optional erweiterbar.
Super Pixel Auslesen ▶	Zusammenfassen der Ladungen mehrerer Pixel (Binning) auf dem CCD mit einmaligem Auslesen erhöht linear den Rauschabstand bei reduzierter räumlicher Auflösung.
Anti-Blooming Funktion ▶	Bei Überbelichtung der Pixel um mehr als das 200fache, wird ein Überlaufen der Ladungen zu benachbarten Bildpunkten weitgehend vermieden.
Hohe Photonenkapazität ▶	Das Signal-Rauschverhältnis ist ab mittleren Intensitäten nur von der Photonenstatistik S/N=√S bestimmt. Eine hohe Dynamik erfordert also eine hohe Elektronenkapazität.
100% Füllfaktor ▶	Für exakte Intensitätsmessungen sind vollflächig sensitive Bildsensoren vorteilhaft, da sonst feine Bildstrukturen zu Moiré-Effekten führen.
WinSIS-Software ▶	WinSIS6 für WinXP/2000/NT/9x kontrolliert alle Kamerafunktionen und die Belichtungssteuerung. Die intuitive Bedienung aller Bildverarbeitungsfunktionen mit Projektdefinitionen und Makrofähigkeiten erlaubt eine schnelle Realisierung komplexer Prozessabläufe ohne lange Einarbeitungszeiten. SDK für eigene Programmierung vorhanden.


SiS1-p3020M




CCD Bildsensor
Philips FTF3020

Spezifikationen


Bildsensor	Philips FTF3020
Sensortyp	Fullframe
Sensorformat	3 : 2, Kleinbildformat
Bildgröße	36,9mm x 36,9mm, 44,34mm Diagonale
Pixelgröße	12µm x 12µm
Pixelzahl	3072 (H) x 2048 (V) 3072 (H) x 4096 (V), interlaced
Elektronenkapazität	650.000e ⁻
Rauschen, rms	12e ⁻
Dynamik	54.000 : 1
Dunkelstrom @ 15°C	40e ⁻ / Pixel / s
Quantenausbeute	> 30%
Anti-Blooming	> 200 x e ⁻ Kapazität
Binning	horizontal, vertikal
Digitalisierung	14-Bit, 16.384 : 1 16(18)-Bit, 65.536 : 1
Auslesegeschwindigkeit	6 MHz; 3 MHz (14-Bit) 1 MHz (16(18)-Bit)
Belichtungszeit	10ms bis >100s
Bildraten	0,8 Hz; 0,4 Hz; 0,15 Hz
Optischer Anschluss	Zeiss und spezial
Mech. Abm. (BxHxT)	100x80x165mm
Gewicht	800g
Betriebstemperatur	0 bis +40°C



Der Signal/Rauschabstand SNR wird bei hohen Lichtintensitäten hauptsächlich durch die Elektronenkapazität bestimmt, die beim FTF3020 mit 650.000e⁻ sehr hoch ist. Zum Vergleich ist das Verhalten eines typischen Interlinientransfersensors (pink, FW: 18.000e⁻) dargestellt.




Die Quantenausbeute QE ist definiert als das Maß, das den prozentualen Anteil der aus den einfallenden Photonen gebildeten elektronischen Ladungen angibt. Sie ist also die Effizienz des CCD-Bildsensors.




Der Dunkelstrom eines Bildsensors resultiert aus der thermischen Genese von Elektronen mit seiner Temperaturabhängigkeit. Als Richtwert resultiert durch eine Temperaturerhöhung von etwa 6°C bis zu 9°C eine Verdoppelung des Dunkelstromes.

Applikationen


- ▶ LowLightLevel Imaging
- ▶ Fluoreszenz
- ▶ Lumineszenz
- ▶ Chemilumineszenz
- ▶ Comet Assay
- ▶ FISH
- ▶ Spektroskopie
- ▶ Elektrophorese
- ▶ Gel-Applikationen
- ▶ Astronomie
- ▶ Verbrennungsprozesse
- ▶ Qualitätskontrolle
- ▶ Prozesskontrolle
- ▶ BEC




FURA, Kalziumfluoreszenz
einer Krebszelle



DAPI, Comet Assay



Absorption,
Atomstrahlaser



FISH Megapec

THETA SYSTEM Elektronik GmbH

Rathausstraße 13
D-82194 Gröbenzell
Tel +49 (0)8142-4678 0
Fax +49 (0)8142-4678 90
info@theta-system.de
www.theta-system.de